

Ts-HepyVi (4117)**Indikaatiot** *Helicobacter pylori* -infektion diagnostiikka.**Näyte** Gastroskopian yhteydessä mahalaukun limakalvolta otetut biopsianäytteet kuljetetaan laboratorioon erityiskuljetusputkessa (Portagerm pylori®) tai geelikuljetusputkessa (Transpocult® tai vastaava). Hiiltä sisältävää tai täysin läpinäkymätöntä kuljetusputkea ei saa käyttää.**Säilytys ja lähetys** Näyte tulee toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä. Säilytetään jääkaapissa ennen lähetystä, lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys.**Toimitusaika** Noin viikon kuluessa**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Positiivinen tulos osoittaa helikobakteeri-infektion. Negatiivinen tulos ei kuitenkaan poissulje infektiota, sillä aiempi mikrobilääkitys on saattanut estää bakteerin kasvua, tai biopsia-näyte on otettu alueelta, jossa ei ole bakteereja.**Tekopaikka** HUSLAB**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039