

S -LKMAb (2313)

Katso myös [Maksaimmunotutkimus](#)

Indikaatiot Kroonisten maksasairauksien (etenkin lapsuusiällä) ja lääkaineiden aiheuttamien maksatulehdusten selvittely.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös pakastelähetys.

Menetelmä Epäsuora immunofluoresenssi (IF)

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot Normaali alle 40 titteri

Tulkinta Maksa- ja munuaismikrosomivasta-aineita esiintyy autoimmuunihepatiitin- ja joskus lääkaineiden aiheuttamien hepatiittien yhteydessä.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi