

S -MypnAb (2367)

Sisältää:

S -MypnAbG, KL 4150

S -MypnAbM, KL 4151

Osatutkimukset voi myös pyytää erikseen.

Indikaatiot *Mycoplasma pneumoniae* -infektioepäily.

Näyte 1 ml seerumia erotteluputkessa.

Pariseeruminäyte suositellaan otettavaksi 10-14 vuorokauden kuluttua I-näytteestä.

Säilytys ja lähetys Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä.

Toimitusaika 1-3 työpäivää.

Viitearvot S -MypnAbG alle 45 EIU negatiivinen
45-350 EIU positiivinen
yli 350 EIU korkea positiivinen

S -MypnAbM alle 1.1 S/CO negatiivinen
1.1-2.0 S/CO matala positiivinen
yli 2.0 S/CO positiivinen

Tulkinta Merkitsevä IgG-vasta-ainetason nousu parinäytteiden välillä viittaa infektiin. IgM-vasta-aineet nousevat kunnolla vasta n. viikon kuluttua oireiden alusta ja saattavat jäädä koholle jopa kuukaudeksi. Reinfektiossa IgM-vaste voi jäädä kokonaan pois. Tuloksesta annetaan lausunto.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi