

**S-AA (3143)****Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nefelometrinen**Toimitusaika** 5 työpäivää**Viitearvot** alle 10 mg/l**Tekopaikka****Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi