

S-LegiAb (2205)**Sisältää osatutkimukset:**

S-LegiAbG, KL 3303

S-LegiAbM, KL 3304

Osatutkimukset voi pyytää myös erikseen.

Indikaatiot Legionellainfektion diagnosointi. Pitkittyneen, vaikeahoitoisen pneumonian selvitys.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)**Toimitusaika** 5-7 työpäivää**Viitearvot** S -LegiAbG:
negatiivinen alle 50 U/ml
raja-arvo 50 - 70 U/ml
positiivinen yli 70 U/ml

S -LegiAbM: Negatiivinen

Kommentti Tuoreen infektion epäilyssä, II-näyte suositellaan otettavaksi 2-6 (-9) viikkoa I-näytteen jälkeen.

Menetelmä tunnistaa Legionella pneumophila 1-7 IgG- ja IgM-vasta-aineita. Legionella IgG-vasta-ainemääritys on kvantitatiivinen ja IgM-vasta-ainemääritys kvalitatiivinen.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi