

-ToxoNho (1730)**Indikaatiot** Toksoplasmainfektioepäily

Näyte Nestemmäiset näytteet tedaspuhtaassa muoviputkessa tai -purkissa:
BAL-näyte: 5 ml
Likvornäyte: 0.5-1 ml
Lapsivesinäyte: 5-10 ml
Verinäyte: 5 ml kokoverta EDTA-putkessa. Huom! Seerumi- ja plasmanäytteet eivät sovi näytteeksi.

Kudospalanäytteet:
Noin kuutiomillimetrin kudospala tehdaspuhtaassa muoviputkessa. Putkeen lisätään hieman keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen estämiseksi.

Säilytys ja lähetys Jääkaappisäilytys 1-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. HUOM! BAL-, lapsivesi- ja kokoverinäytteistä ei saa pakastaa.

Menetelmä Polymeraasiketjureaktio (PCR)

Toimitusaika 5 päivää

Tulkinta Normaalisti negatiivinen

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi