

P-Glkg (4975)

Näyte Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
1 ml EDTA-plasmaa. Suositellaan paastonäytettä.
Kylmänäytteenotto. Plasma erotellaan erotteluputkeen ja pakastetaan heti.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte ei saa sulaa.

Menetelmä RIA

Toimitusaika 3-7 työpäivää

Viitearvot alle 210 ng/l

Tulostasoon vaikuttava menetelmämuutos 16.4.2026

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi