

S -SindAb (3527)**Indikaatiot** Pogostantaudin diagnostiikka**Näyte** 1 ml seerumia. II näyte tarvittaessa 7-14 vrk kuluttua sairastumisesta.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA), varmistus hemagglutinaation inhibitiolla.**Toimitusaika** 2-7 työpäivää**Tulkinta** Serokonversio, titterin nousu pariseerumien välillä tai positiivinen IgM-tulos on merkki tuoreesta infektiosta. Titterin nousu voidaan osoittaa vain, jos ensimmäinen näyte on otettu taudin alkuvaiheessa. IgM-luokan vasta-aineita esiintyy n. kuukauden ajan.**Alihankinta** Kyllä.