

S -HDVAb (3521)

Indikaatiot Akuutti tai krooninen hepatiitti, epäily hepatiitti D-virusinfektiosta hepatiitti B-viruksen kantajalla.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen

Toimitusaika 3-8 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Hepatiitti-D-positiiviset potilaat ovat lähes aina HBsAg-positiivisia, sillä hepatiitti D-virus pystyy lisääntymään vain HBV-pinta-antigeenin läsnäollessa.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi