

**S -GbmAb (1456)**

**Indikaatiot** Glomerulonefriittien diagnostiikka, Goodpasturesyndrooman diagnostiikka.

**Näyte** 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Toimitusaika** 5-8 työpäivää

**Viitearvot** alle 20 RU/ml

**Tulkinta** Glomerulustyvikalvovasta-aineita esiintyy suurella osalla (yli 80 %) Goodpasturesyndrooman potilailla.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi