

S -Gabapen (4630)**Indikaatiot** Gabapentiinihoidon seuranta**Näyte** 1 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 12 - 120 µmol/l
Toksinen yli 150 µmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
µmol/l = mg/l x 5.84

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi