

S -IhotAb (1657)**Indikaatiot** Rakkulaisten ihotautien diagnostiikka.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Epäsuora immunofluoresenssi (IF)**Toimitusaika** 2-3 työpäivää**Viitearvot** Titteri alle 10**Tulkinta** Pemfigoidissa yli 90 %:lla potilaista esiintyy tyvikalvovasta-aineita. Näitä vasta-aineita esiintyy myös herpes gestationiksessa ja arpeuttavassa pemfigoidissa.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Taru Meri
Mikrobiologi
p. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi