

**S -StrDNAb (2700)**

**Indikaatiot** A-ryhmän betahemolyyttisen streptokokin eli *S. pyogenes* bakteerin aiheuttamien infektioiden osoittaminen.

**Näyte** 1 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Nefelometria

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** alle 200 U/ml

**Tulkinta** Streptokokki DNAasi vasta-aineet nousevat *S. pyogenes* bakteerin aiheuttamissa ihoinfektioissa herkemmin kuin antistreptolysiini (S-AST). Tuoreen infektion epäilyssä suositellaan parinäytettä noin 2 viikon välein otettuna.

**Kommentti** Kirjallisuus:

Dwight R. Johnson, Roger Kurlan, James Leckman, and Edward L. Kaplan.  
The Human Immune Response to Streptococcal Extracellular Antigens: Clinical, Diagnostic, and Potential Pathogenetic Implications Clin Infect Dis. (2010) 50 (4): 481-490. doi: 10.1086/650167

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi