

**S -Bupre (4733)**

Vitassa näytteelle lisätään tutkimus 12268 S-Norbupre

**Indikaatiot** Buprenorfiinihoidon seuranta.

**Näyte** 1 ml seerumia. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nautttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Nestekromatografi-massaspektrometrinen

**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Tulkinta** Vastauksessa ilmoitetaan sekä buprenorfiinin että sen aineenvaihduntatuotteen norbuprenorfiinin pitoisuudet.  
Vastaukset ilmoitetaan yksikössä µg/l (= ng/ml).

Yksikkömuutos 6.3.2015.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi