

S -Klopi (3500), S -Norklom (3986), S -SUMKlop (12321)

Klomipramiinin ja norklomipramiinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Indikaatiot Lääkeainepitoisuuden seuranta.

Näyte 1 ml seerumia, lapset 0.5 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä HPLC/MS/MS

Toimitusaika 4 työpäivää

Viitearvot Klomipramiinin ja norklomipramiinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 750 - 1460 nmol/l.
(230 - 450 µg/l)

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi