

S -C1Inh (1209)**Indikaatiot** Hereditaarisen angioödeeman diagnostiikka.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nefelometrinen**Toimitusaika** 1-2 työpäivää**Viitearvot** 0.21-0.39 g/l**Tulkinta** Hereditaarisessa angioödeemassa taso on yleensä alentunut. Joskus C1Inh-taso voi olla normaali, mutta sen toiminta on alentunut, johtuen mutaatiosta. Silloin tilannetta voi selvittää aktiivisuusmittauksella, ks. P -C1InhBk.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi