

P -C1InhBk (6090)

Indikaatiot Hereditaarisen angioödeeman diagnostiikka.

Näyte 2 ml sitraattiplasmaa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Plasma erotetaan mahdollisimman pian (30 min sisällä) ja näyte pakastetaan. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä Fotometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot 70-130 %

Tulkinta Taso alenee yleensä hereditaarisessa angioödeemassa. Ks. myös S -C1Inh.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi