

S -RIF (3109)

Näyte 1 ml seerumia, vähintään 0.5 ml.
Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen ja pakastetaan.
Myös EDTA-plasma käy analyysiin.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 5 työpäivää

Viitearvot Huippupitoisuus: 8 - 24 mg/l (2 tuntia annoksen jälkeen)

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi