

U -HuumLCt (6472), U -HuumLCtALV (12600)

U-HuumLCtALV-tutkimus pyydetään työnantajan aloitteesta, jolloin tutkimuksesta peritään arvonlisävero.

U-HuumLCt-tutkimus on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittelemä tutkimus. Tutkimus on arvonlisäveroton.

Indikaatiot Massaspektrometrinen (HPLC-QTOF/MS, LC-MS/MS ja GC-MS) seulonta- ja varmistustutkimus 200 erilaisen huumaus- ja lääkeaineen määrittämiseen virtsanäytteestä.

Näyte 10 ml kertavirtsaa kierrekorkillisessa lisäaineettomassa putkessa.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä HPLC-QTOF/MS, LC-MS/MS ja GC-MS

Toimitusaika noin 2 viikkoa

Tulkinta Menetelmä määrittää laajasti erilaisia huumausaineita ja väärinkäytettyjä lääkeaineita (mm. amfetamiineja ja niiden johdannaisia, bentsodiatsepiineja, z-lääkkeitä (tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni), gabapentinoideja kuten pregabaliinia, opiaatteja, opioideja, kannabista, kokaiinia, LSD:tä ja uusia psykotrooppisia aineita kuten katinoneja ja synteettisiä kannabinoideja.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi