

U -BendiCt (1820)

Indikaatiot Kvalitatiivinen positiivisen bentsodiatsepiiniseulonta-analyysin varmistustutkimus.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastetuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Kvalitatiivinen LC-MS/MS-menetelmä. Menetelmä määrittää spesifisesti diatsepaamia, oksatsepaamia, tematsepaamia, nordiatsepaamia, OH-alpratsolaamia, bromatsepaamia, bromatsolaami, 3-OH-bromatsepaamia, 7-amino-flunitratsepaamia, 7-amino-klonatsepaamia, loratsepaamia, OH-midatsolaamia, fluratsepaamia, OH-fluratsepaamia, nitratsepaamia, 7-amino-nitratsepaamia, lormetatsepaamia, fenatsepamia, OH-fenatsepaamia, OH-triatsepaamia, tetratsepaamia, klobatsaamia, norklobatsaamia, estatsolaamia, klooridiatsepoksidia, pratsepaamia, etitsolaamia, tsopiklonia, tsolpideemia, tsaleplonia, flubromatsolaamia, OH-flubromatsolaamia, diklatsepaamia ja pyratsolaamia. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi