

S-UstekAb (6574)

Indikaatiot Anti-ustekinumabi-vasta-aineiden tutkimista suositellaan, mikäli ustekinumabi-hoidon yhteydessä todetaan lääkkeen tehon vähenemistä, lääkepitoisuuden selittämätön lasku tai merkittäviä sivuvaikutuksia.

Näyte 1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Mikäli näyte on pakastettu, tulee se myös lähettää pakastettuna.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen (CLIA).

Toimitusaika 5-10 työpäivää

Viitearvot

Tulkinta Positiivinen yli viite-arvon oleva tulos osoittaa, että potilas on immunisoitunut lääkkeelle. Jos lääkevasta-aineita on runsaasti tai seurannassa lisääntyen, voi lääkkeen vaihto olla indisoitua. Myös, jos lääkkeen antoon on liittynyt paikallisia tai systeemisiä sivuvaikutuksia ja lääkevasta-aineita havaitaan, voi lääkkeen vaihto olla tarpeen.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi
Johtava ylilääkäri
Sakari Jokiranta
sakari.jokiranta@vita.fi