

S -Bupropi (13120)

Osatutkimukset:

S -OHBuprop (13121)

S -SUMBup (13122)

Indikaatiot Bupropionihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia (ei geeliputkessa). Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nautttimista**Säilytys ja lähetys** Säilytys ja lähetys pakastettuna.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 7 työpäivää**Viitearvot** Bupropionin ja hydroksibupropionin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella a lueella on yleensä välillä 850-1500 ng/ml**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi