

-BaktNhO (4381)

Epäily steriilin alueen bakteeri-infektiosta.

Näyte Steriilin alueen kudospala tai aspiraatti, nivelneste jne.
Näyte tehdaspuhtaassa purkissa tai putkessa. Näytteen kuivuminen estettävä
esim. steriilillä keittosuolalla (1-2 ml).

Säilytys ja lähetys Näyte säilytetään jääkaapissa, lähetetään huoneenlämmössä-

Menetelmä Bakteerin osoitus PCR:llä ja tunnistus sekvensoinnilla.

Toimitusaika 4-5 työpäivää.

Viitearvot Yleensä negatiivinen.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 0440185731
taru.meri@vita.fi