

S -Lakos (14117)**Indikaatiot** Lakosamidihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia, lapset 0.5 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen erotteluputkeen.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 8 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 1,0 mg/l - 10,0 mg/l**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi