

S -OHButyr (1174)

Indikaatiot Diabeettisen ketoosin ja ketoasidoosin diagnostiikka ja seuranta.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä Fotometrinen

Toimitusaika 6 työpäivää

Viitearvot yli 16 v: 0,03-0,3 mmol/l

Tekopaikka Bioscientia

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari Puh. 045 7734 9026 riia.plihtari@vita.fi