

-LegiNho (6676)

Indikaatiot Epäily legionella-infektiosta.

Näyte BAL tai yskösnäyte tehdaspuhtaassa putkessa.

Säilytys ja lähetys Säilytys jääkaapissa, lähetys ympäristön lämpötilassa.

Menetelmä Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla

Toimitusaika 5 työpäivää.

Viitearvot Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta Positiivinen löydös on diagnostinen.

Konsultointi Taru Meri

Mikrobiologi, FT

taru.meri@vita.fi

+358 44 018 5731