

S -Valpr-V (2908)**Indikaatiot** Valproaattihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia

Näyte otetaan yleensä ennen seuraavaa lääkeannosta.

Säilytys ja lähetys Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Säilyvyys jääkaapissa noin viikon. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 6 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 5,0-15,0 µg/ml**Tekopaikka** Labor Eberhard**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi