

Li-TBEAb (1926)**Indikaatiot** Puutiasaivokuumeen (Kumlingen tauti) epäily.**Näyte** 2 kpl 1 ml likvoria tehdaspuhtaassa putkessa (1 kpl 1 ml vähimmäismäärä likvoria).

HUOM! Tutkimusten tulosten tulkitsemista varten tarvitaan samalla näytteenottokerralla otettu 2 ml seeruminäyte ja tutkimuspyyntö (S -TBEAb (3756). Lähetä näytteet yhdessä (esimerkiksi kuminauhalla toisiinsa nidottuna)

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys kylmäkuljetuksena.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)**Toimitusaika** 5 työpäivää**Viitearvot** Tuloksena ilmoitetaan spesifisten vasta-aineiden ja kokonaisvasta-aineiden suhde selkäydinnesteessä ja seerumissa.**Konsultointi** Sakari Jokiranta

Johtava ylilääkäri, Dos., mikrobiologian erikoislääkäri

sakari.jokiranta@vita.fi

+358 50 547 1184