

S-HEVNH (6317)

Indikaatiot Hepatiitti E -virusinfektion diagnostiikka.

Näyte 2-3 ml seerumia tai EDTA-plasmaa (seerumi/plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotteluputkeen siirretyn plasman/seerumin tulee olla tutkivassa laboratoriossa 24 tunnin sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus on +4 asteessa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna.

Menetelmä Reaaliaikainen PCR.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi