

S -FrtuAb (2816)**Sisältää osatutkimukset:**

S -FrtuAbG KL 3330

S -FrtuAbM KL 3331

Indikaatiot Tularemiainfektion (jänisruton) diagnostiikka ja epäselvien kuumeilujen ja imusolmukesuurentumien selvitys.

Näyte 0.5 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluoresenssi

Toimitusaika 4-5 työpäivää

Viitearvot IgM alle 1:20 titteri
IgG alle 1:40 titteri

Kommentti Tuloksista annetaan lausunto.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer&Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi