

U -FensyCt (1848)

Indikaatiot Käytetään positiivisen fensyklidiini seulonta-analyysin varmistustutkimuksena.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki, sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan lääkitys.

Menetelmä Massaspektrometrinen

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi