

U -BupreCt (1822)

Indikaatiot Kvalitatiivinen positiivisen buprenorfiiniseulonta-analyysin
varmistustutkimus.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastetuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot Kvalitatiivinen LC-MS/MS-menetelmä.
Menetelmä määrittää spesifisesti buprenorfiinia,
norbuprenorfiinia ja naloksonia.
Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi