

S -IgE-Ps (3834)

Indikaatiot Atooppisen allergian perusseulontatutkimus. Tutkimus sisältää IgE-vastainemääritykset kahdelle allergeeniryhmälle, pölyryhmälle (7153 S -PölyRy)- ja ruokaryhmälle (7171 S -Ruok5Ry). Tutkimuksessa ei määritetä IgE:tä yksittäisiä allergeeneja vastaan. Katso myös [Immunoglobuliini E, perusseulonta ja erittely \(S -IgE-Pse\)](#).

Näyte 2 ml seerumia.
Lasten näytteille minimi seerumimäärä 200 ul/l

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen alle 0.35 kU/l

Kommentti 7153 S -PölyRy, S- Pölyryhmä (phad)
Sisältää: Koivu (t3), Timotei(g6), Pujo (w6), Kissan hilse (e1), Koiran hilse (e5), Hevosen hilse (e3), Kotipölypunkki *Dermatophagoides pteronyssinus*(d1), Home *Cladosporium herbarum* (m2)

7171 S -Ruok5Ry, S -Ruoka-aineryhmä (fx5)
Sisältää: Munanvalkuainen (f1), Maito (f2), Kala (turska) (f3), Vehnä (f4), Maapähkinä (f13, Soijapapu (f14)