

S -IgE-Sse (4224)**Ryhmä- ja erittelytutkimukset**[ALLERGEENI IgE vasta-aineet, ryhmä- ja erittelytutkimus \(KL-koodit\)](#)**Näyte** 2 ml seerumia/ ryhmätutkimus

Lasten näytteille minimi seerumimäärä 900 ul/l ryhmätutkimus

Säilytys ja lähetys Säilytys 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluoroimmunometria**Toimitusaika** 2-5 työpäivää**Viitearvot** Negatiivinen alle 0.35 kU/l

[b]Tulkinta[/b]:

[u]Pitoisuus[/u]	[u]Allergialuokka[/u]	[u]Tulkinta[/u]
alle 0.35 kU/l	0	Herkistymisen epätodennäköinen. Ei sulje pois allergiaa.
0.35 - 0.69 kU/l	1	Herkistymisepäily, oireita harvoilla.
0.70 - 3.49 kU/l	2	Herkistymisen todennäköinen, oireita monilla.
3.50 - 17.4 kU/l	3	Herkistymisen ilmeinen, oireita useimmilla.
17.5 - 49.9 kU/l	4	Herkistymisen ilmeinen, oireita useimmilla.
50 - 100 kU/l	5	Herkistymisen ilmeinen, oireita useimmilla.
yli 100 kU/l	6	Herkistymisen ilmeinen, oireita useimmilla.

Herkistymisen sitä ilmeisempi, mitä korkeampi on IgE-pitoisuus.

Alihankinta Osittainen alihankinta.**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi