

S -ETA (3028)

Indikaatiot Etambutolihoidon seuranta. Etambutoli on antibiootti, jota käytetään tuberkuloosin hoitoon.

Näyte 2 ml seerumia

Huippupitoisuuden tutkimiseksi näyte otetaan n. 3 h kuluttua lääkkeenotosta.

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 1 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys tällöin myös pakastettuna.

Menetelmä Kaasukromatografinen

Toimitusaika 7 työpäivää

Viitearvot Huippupitoisuus: 2.0 - 6.0 mg/l

Alihankinta Kyllä.