

**-CMVNH (1715)**

**Indikaatiot** Immunosuppressiopotilaan sytomegalovirusinfektio ja antiviraalisen hoidon seuranta.

**Näyte** Kudospalat: Muutaman kuutiomillimetrin kokoinen pala kierrekorkillisessa muoviputkessa pienessä määrässä steriiliä fysiologista keittosuolaliuosta.  
Likvorinäyte: 1 ml tehdaspuhtaaseen putkeen.  
BAL-näyte: 1-2 ml tehdaspuhtaaseen putkeen.  
Muut näytteet viruskuljetusputkessa.  
Merkitse näytteen ottokohta läheteeseen.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys jääkaapissa. Lähetys ympäristön lämpötilassa. Likvorinäytteen pidempi säilytys (> 3 vrk) pakastettuna, jonka jälkeen näyte on myös lähetettävä pakastettuna.

**Menetelmä** Nukleinihapon monistus PCR-tekniikalla.

**Toimitusaika** 7 työpäivää.

**Viitearvot** Negatiivinen.

**Konsultointi** Taru Meri

Mikrobiologi, FT

taru.meri@vita.fi

+358 44 018 5731